


# beurer

# IPL 7800 Cool Pro



**RO** Epilator IPL  
Instrucțiuni de utilizare

CE





**Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare. Respectați indicațiile de avertizare și de siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultarea ulterioară. Puneți instrucțiunile de utilizare la dispoziția altor utilizatori. La predarea aparatului, înmânați și instrucțiunile de utilizare.**

## CUPRINS

<b>1. Pachet de livrare</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Explicația simbolurilor</b> .....	<b>5</b>
<b>3. Utilizarea conform destinației</b> .....	<b>8</b>
<b>4. Indicații de avertizare și de siguranță</b> .....	<b>9</b>
<b>5. Descrierea aparatului</b> .....	<b>13</b>
<b>6. Primii pași</b> .....	<b>13</b>
6.1 Pregătirea în vederea utilizării.....	13
6.2 Test de verificare a compatibilității pielii.....	14
<b>7. Utilizarea</b> .....	<b>15</b>
7.1 Metode de utilizare .....	16
7.2 Indicații speciale pentru tratamentul feței .....	17
7.3 Ritm de utilizare.....	18
7.4 După tratament.....	19
<b>8. Curățarea și întreținerea</b> .....	<b>19</b>
<b>9. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?</b> .....	<b>20</b>
<b>10. Eliminarea ca deșeu</b> .....	<b>20</b>
<b>11. Date tehnice</b> .....	<b>21</b>
<b>12. Garanție</b> .....	<b>22</b>

## **⚠️ AVERTIZARE**

- Aparatul și adaptorul sunt destinate exclusiv utilizării în gospodărie sau uzului privat, nu uzului comercial.
- Aparatul este adecvat numai pentru persoane peste 18 ani.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Aparatul și adaptorul nu trebuie să intre în contact cu umezeala.
- Verificați înainte de fiecare utilizare dacă aparatul și cablul de alimentare sunt în stare intactă. În caz de deteriorări, nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului.
- Nu priviți niciodată direct în lumina generată de lampa IPL.
- Nu introduceți obiecte în aparat.
- Aveți grijă ca fantele de aerisire ale aparatului să nu fie acoperite.
- Nu utilizați aparatul în apropierea mediilor umede precum căzi, chiuvete, dușuri sau alte vase care conțin apă sau alte lichide – pericol de electrocutare!
- Dacă aparatul este deteriorat, nu atingeți componentele interne pentru a evita pericolul de electrocutare.

- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.
- Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze nesupravegheat. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu acest aparat.
- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau psihice reduse numai sub supravegherea unei persoane responsabile sau dacă au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea acestui aparat.

## 1. PACHET DE LIVRARE

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 aparat de epilare cu IPL
- 1 adaptor de rețea
- 1 exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare

## 2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

## **⚠ PERICOL**

Indică un pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința este decesul ori vătămări foarte grave.

## **⚠ AVERTIZARE**









Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecințele pot fi decesul sau vătămări foarte grave.


















## **⚠ ATENȚIE**

Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecințele pot fi vătămări ușoare ori minore.

## **INDICAȚIE**

Indică o situație posibil periculoasă. Dacă nu este evitată, instalația ori un obiect din mediul înconjurător poate fi deteriorat/ă.

	<b>Pericol</b> Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau în apă (de exemplu chiuvetă, duș, cadă) – pericol de electrocutare!		<b>Marcajul CE</b> Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Avertizare; Radiații optice		Polaritatea prizelor de c.c.
	A nu se apropia de ochi!		A nu se utiliza pe piele bronzată sau după expunerea la soare
	<b>Informații privind produsul</b> Indicație privind informații importante		Citiți instrucțiunile

	<p>Eliminare ca deșeu în conformitate cu prevederile Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)</p>	 <p>Separati componentele ambalajului și eliminați-le conform reglementărilor locale.</p>
	<p>Producător</p>	 <p>A se utiliza numai în încăperi închise</p>
	<p>S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE)</p>	 <p>Separati produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.</p>
	<p>Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton</p>	 <p>Aparat din clasa de protecție II Aparatul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde, prin urmare, clasei de protecție 2</p>
	<p>Marca de conformitate pentru Regatul Unit</p>	<p><b>Temperatura ambientă nominală</b> <math>ta=35^{\circ}\text{C}</math> Temperatura de lucru maximă</p>
	<p>Curent alternativ</p>	 <p><b>Curent continuu</b> Aparatul este adecvat numai pentru curent continuu</p>
	<p>Protejat împotriva corpurilor străine solide, cu diametrul de minim 12,5 mm</p>	 <p>Nu folosiți adaptorul de rețea dacă ștecărul este deteriorat.</p>
	<p>Alimentator de comutare</p>	 <p>Transformator de siguranță și izolare, cu protecție împotriva scurtcircuitului</p>
	<p>Eficiență energetică, nivelul 6</p>	 <p>Simbol importator</p>

### 3. UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI

Aparatul destinat îndepărtării părului nedorit de pe corp la femei și bărbați. Aparatul este destinat exclusiv pentru utilizarea **pe picioare, în zona axilară, în zona inghinală, pe piept, pe abdomen, pe spate și pe față (pe față doar pentru femei, de la pomeți în jos)**. Aparatul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost conceput și în modul specificat în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neglijentă a aparatului.

#### Modul de funcționare a tehnologiei IPL

IPL 7800 Cool Pro este un aparat bazat pe lumină pentru epilarea definitivă, fiind destinat uzului personal. Metoda de epilare bazată pe lumină este bine-cunoscută și testată. În cei peste 15 ani de utilizare clinică pe întreg globul pământesc, aceasta s-a dovedit a fi sigură și eficientă în reducerea părului pe termen lung. Funcția suplimentară de răcire poate face utilizarea mai plăcută.

#### Cum îndepărtează lumina părul?

Epilarea bazată pe lumină are la bază teoria fototermolizei selective, la care se folosește energia optică pentru a dezactiva creșterea părului. Pentru a obține un astfel de efect termic, rădăcina trebuie să preia în mod selectiv energia luminoasă și să o transforme în căldură.

Această selectivitate se obține atunci când energia optică generată spre țesut este preluată în principal de melanină, pigmentul care se găsește în păr. Lumina de mare energie este convertită în căldură (căldură excesivă) care dezactivează în cele din urmă creșterea părului.

#### Ce influență are ciclul de creștere a părului asupra epilării bazate pe lumină?



Anagen – fază de creștere

Orice fir de păr de pe corpul nostru trece prin cele trei faze ale ciclului de creștere a părului: Anagenă, catagenă și telogenă. Numai firele de păr care se află în perioada anagenă reacționează la utilizarea cu IPL.




Catagen - fază de tranziție

Durata unui ciclu complet de creștere a părului diferă de la om la om și depinde de zona corpului în care se află părul, însă de obicei este de 18-24 de luni.



Telogen – fază latentă

Trebuie să rețineți că este necesar cel puțin un ciclu complet de creștere a părului pentru a obține o epilare de lungă durată cu aparatul.





## 4. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ

### PERICOL

Nu apropiați aparatul și adaptorul de apă! IPL 7800 Cool Pro este un echipament electric. Nu-l așezați în apă și nu-l lăsați să cadă în apă sau în alte lichide.



### Acest lucru poate duce la electrocutare cu efecte grave!

- Nu folosiți aparatul când faceți baie.
- Nu folosiți aparatul dacă s-a umezit sau udat.
- Dacă aparatul a căzut în apă, nu încercați să-l scoateți.
- Scoateți adaptorul de rețea din priză dacă aparatul a căzut în apă.
- Nu atingeți niciodată adaptorul de rețea și aparatul cu mâini ude!

### AVERTIZARE

- Nu folosiți aparatul în timpul sarcinii sau alăptării.
- Dacă observați roșeață accentuată, formarea de bășici sau arsuri pe piele, întrerupeți imediat utilizarea!
- Nu încercați niciodată să generați un impuls luminos în aer!
- Folosind „Tabelul pentru culoarea părului și a pielii” de pe verso-ul prezentelor instrucțiuni de utilizare, determinați intensitatea luminoasă cea mai potrivită pentru pielea și pentru părul dumneavoastră sau stabiliți dacă această metodă este adecvată pentru dumneavoastră (cazurile de incompatibilitate sunt marcate cu „x” în tabel).
- Nu folosiți aparatul pe piele de culoare naturală închisă.
- Nu utilizați aparatul cu un gel de contact, deoarece se poate deteriora.
- Sunt posibile leziuni oculare (de exemplu, posibila pierdere a vederii) sau leziuni ale pielii dacă nu sunt respectate instrucțiunile. Citiți și urmați instrucțiunile.
- Dacă apar efecte secundare neașteptate în termen de 48 de ore de la prima utilizare, cum ar fi mâncărimi, trebuie să consultați medicul înainte de a continua utilizarea.



Aparatul funcționează cel mai bine la tipuri de păr de culoare mai închisă sau la păr care conține mai multă melanină. Părul negru și șaten prezintă cele mai bune reacții; deși va reacționa și părul maro și maro deschis, acesta necesită în mod normal mai multe ședințe de epilare. Părul roșcat ar putea prezenta o reacție. Părul alb, gri sau blond nu reacționează de obicei la aparat, deși unii utilizatori au observat rezultate după mai multe ședințe de epilare.

## **⚠️ AVERTIZARE**


### **Nu folosiți aparatul în niciun caz dacă suferiți de una dintre următoarele boli:**

- Dacă suferiți sau ați suferit de cancer de piele sau dacă părțile de piele care trebuie tratate prezintă o posibilă tumoare malignă.
- Dacă suferiți de epilepsie fotosensibilă.
- Dacă suferiți de colagenoză, inclusiv formarea de cheloide sau cicatrice grave.
- Dacă suferiți de herpes sau psoriazis pe zona tratată, trebuie să consultați medicul și să primiți un tratament preventiv.
- Dacă sunteți fotosensibil sau suferiți de alte sensibilități la lumină, cum ar fi porfirie, erupție polimorfă la lumină, urticarie fotosensibilă, lupus etc.
- Dacă suferiți de boli ale metabolismului, cum ar fi diabetul.
- Dacă aveți probleme cu coagularea sângelui.

### **Nu folosiți aparatul în niciun caz dacă luați unul dintre următoarele medicamente:**

- Dacă luați medicamente care cresc fotosensibilitatea pielii, inclusiv antireumatice nesteroidiene (de exemplu aspirină, ibuprofen, paracetamol), tetraciclină, fenotiazină, diuretice cu tiazidă, sulfoniluree, sulfonamide, DTIC, fluorouracil, vinblastină, griseofulvină, acizi alfa-hidroxicilici (AHA), acizi beta-hidroxicilici (BHA), Retin-A®, Accutane® și/ sau retinoizi topici.
- Dacă ați fost tratat/ă recent sau vă aflați în prezent sub tratament cu acid azelaic.
- Dacă ați urmat în ultimele 3 luni o cură cu steroizi.
- Dacă ați fost supus în ultimele 6-8 luni unui peeling cutanat sau altei proceduri de netezire a pielii.
- Dacă ați fost supus în ultimele 3 luni unei radioterapii sau chimioterapii.

### **Nu utilizați în niciun caz aparatul în următoarele locuri:**

- Pe mucoase în zona oro-nazală.
- Pe sau lângă un implant activ, cum ar fi stimulator cardiac, aparat pentru incontinență, pompă de insulină etc.
- Pe față de la pomeți în sus, în jurul ochilor, sprâncenelor sau genelor, întrucât se pot produce leziuni oculare grave. 
- La mameloane, areola mamară, labii interioare, vagin, anus, nas și urechi.
- La bărbați aparatul nu trebuie folosit în niciun caz în zona scrotului sau pe față.
- Pe piercinguri sau alte obiecte metalice precum cercei sau bijuterii.
- Pe un tatuaj sau pe machiaj permanent în zona de tratat.
- Pe pete de culoare maro închis sau negru, cum ar fi pistrii de mari dimensiuni, nevi, pete hepatice sau veruci.
- Pe eczeme, psoriazis, leziuni, răni deschise sau infecții acute. Așteptați să se vindece locul în cauză înainte de a utiliza aparatul.
- Pe piele cu leziuni, pe piele crăpată sau în zone cu risc de malignitate.
- În locuri în care ulterior poate doriți să aveți păr.
- Nu utilizați niciodată aparatul pe o parte a corpului în care au fost injectate substanțe de umplere sau toxine (de exemplu, Botox).

**Această listă nu are caracter exhaustiv. Când luați medicamente cu rețetă, când mergeți la controale regulate din cauza unei afecțiuni și/sau dacă nu sunteți sigur/ă dacă puteți utiliza aparatul în siguranță, consultați medicul sau dermatologul înainte de utilizarea aparatului.**

### **Efecte secundare posibile:**

Dacă aparatul este utilizat conform indicațiilor din prezentele instrucțiuni de utilizare, apar foarte rar efecte secundare și complicații în legătură cu utilizarea sa.

- Este posibil ca după tratament pielea să se înroșească puțin, să prezinte senzația de mâncărime sau căldură. Aceste reacții sunt inofensive și dispar repede.
- Pentru o perioadă scurtă partea tratată a pielii poate prezenta o reacție asemănătoare unui eritem solar. Dacă această reacție nu dispare în trei zile, trebuie să consultați medicul.
- Pielea uscată și mâncărimea pot apărea din cauza rasului sau din cauza unei combinații dintre ras și tratamentul cu lumină. Această reacție este inofensivă și se retrage în decurs de câteva zile. Puteți răcori părțile de piele cu gheață sau cu o cârpă umedă.
- Dacă pielea rămâne în continuare uscată, la 24 de ore după tratament puteți aplica o cremă hidratantă neparfumată.
- În cazuri rare, pielea tratată se poate înroși și umfla. De obicei acest lucru se întâmplă dacă ați selectat o treaptă de intensitate prea ridicată și apare cu precădere în zonele sensibile ale corpului. Roșeața și umflăturile trebuie să dispară după 2-7 zile și trebuie tratate cu comprese frecvente cu gheață. Spălarea cu atenție este permisă, însă trebuie să evitați expunerea la soare.
- Culoarele neobișnuite ale pielii apar destul de des și se prezintă sub forma unor pete închise sau deschise pe părțile de piele tratate. Cauza acestora poate fi utilizarea unei trepte de intensitate prea ridicate pentru nuanța dumneavoastră de piele. În cazul în care culoarea neobișnuită a pielii nu dispare în două săptămâni, trebuie să consultați medicul. Tratați zona afectată numai după ce culoarea neobișnuită a dispărut complet.
- Foarte rar se pot produce arsuri sau răni cutanate în urma utilizării. Poate dura câteva săptămâni până când arsura sau rana s-a vindecat și, foarte rar, poate să rămână o cicatrice vizibilă.
- În cazuri foarte rare pot apărea infecții și inflamații ale pielii. Acest lucru poate fi cauzat de utilizarea aparatului pe răni sau tăieturi provocate prin ras sau de rănilor existente, respectiv părul crescut.
- Durerile puternice pot apărea în timpul tratamentului și după tratament în următoarele cazuri: când utilizați aparatul pe părul neras; când setați o treaptă de intensitate prea puternică pentru nuanța dumneavoastră de piele; când tratați aceleași părți ale pielii de mai multe ori cu impulsuri luminoase; când utilizați aparatul pe răni deschise, inflamații, tatuaje, arsuri etc.
- În cazuri foarte rare, există posibilitatea formării unei cicatrice permanente. O eventuală cicatrice se produce în mod normal sub forma unei leziuni albe, plate pe piele. Pot fi necesare tratamente estetice ulterioare pentru a îmbunătăți aspectul cicatricii.

- Utilizarea aparatului poate să conducă în cazuri foarte rare la hematoame de culoare albastru-lila, care pot persista 5-10 zile. După ce hematoamele dispar, se poate produce o colorare ruginie a pielii (hiperpigmentare), care poate fi permanentă.

## **AVERTIZARE**

### **Indicații de avertizare privind expunerea la soare înainte și după utilizare!**

#### **Expunerea la soare înainte de utilizare**

1. După expunerea la soare, așteptați cel puțin 2 săptămâni înainte de a utiliza aparatul.
2. Înainte de utilizare, asigurați-vă că pielea nu prezintă niciun eritem solar. Dacă eritemul solar nu s-a vindecat, nu utilizați aparatul decât după vindecarea completă.
3. Acum efectuați testul de verificare a compatibilității pielii pentru a determina treapta de intensitate corespunzătoare.



#### **Expunerea la soare după utilizare**

1. După utilizare, așteptați cel puțin 48 de ore înainte de a vă expune la soare. Nu expuneți la soare pielea încă înroșită!
2. În primele două săptămâni după utilizare, acoperiți pielea tratată cu haine pentru a vă proteja împotriva contactului cu razele solare sau aplicați cremă de protecție solară (minim FPS 30).

#### **Bronzarea cu lumină artificială**

Instrucțiunile din „Expunerea la soare înainte de utilizare” și „Expunerea la soare după utilizare” sunt valabile, de asemenea, pentru bronzarea cu lumină artificială și cu loțiuni de bronzat.

**După o vizită la saună/piscină, faceți o pauză de 24 de ore înainte de a utiliza aparatul, deoarece pot apărea iritații ale pielii din cauza clorului.**

## **INDICAȚIE**

- Nu utilizați aparatul cu accesorii care nu sunt recomandate de firma Beurer GmbH.
- În timpul utilizării, nu expuneți aparatul unor temperaturi mai mici de 5 °C sau mai mari de 40 °C.
- Nu utilizați aparatul dacă observați sau mirosiți fum în timpul utilizării aparatului.
- Nu utilizați aparatul dacă este rupt, dacă se desprinde sau dacă lipsește complet orificiul ventilatorului.
- După utilizare, păstrați aparatul în cutia originală.
- Nu expuneți aparatul la radiații solare directe sau la raze UV.

## 5. DESCRIEREA APARATULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 2.

- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Suprafață luminoasă                       | <b>6</b> Buton de declanșare              |
| <b>2</b> Senzor pentru contactul cu pielea         | <b>7</b> Afișaj de intensitate (5 level)  |
| <b>3</b> Bec de control pentru răcire              | <b>8</b> Tastă PORNIRE/OPRIRE/Intensitate |
| <b>4</b> Bec de control „Auto-Flash”               | <b>9</b> Port USB-C                       |
| <b>5</b> Bec de control pentru contactul cu pielea |   |

### Caracteristici de siguranță

În plus, aparatul dispune de un **filtru UV** integrat care poate fi blocat din cauza razelor UV dăunătoare.

Pentru protecția ochilor, aparatul prezintă un **senzor integrat pentru contactul cu pielea** **2**. Acesta a fost creat pentru a împiedica emiterea unui impuls luminos când aparatul este ținut în aer. Impulsul luminos este emis numai atunci când senzorul pentru contactul cu pielea **2** se află în contact suficient cu pielea.

## 6. PRIMII PAȘI

### 6.1 Pregătirea în vederea utilizării

Înainte de a începe utilizarea, trebuie să pregătiți mai întâi utilizarea și apoi să efectuați un test de verificare a compatibilității pielii:


1. Consultând tabelul cu nuanțele de păr și piele (de pe versoul Instrucțiunilor de utilizare), aflați treapta de intensitate corespunzătoare pentru dumneavoastră. Un „x” în tabel înseamnă că aparatul nu este potrivit pentru dumneavoastră.
2. Înainte de fiecare utilizare, îndepărtați cu o lamă de ras părul de pe părțile corpului pe care doriți să le tratați. Nu utilizați crema de epilat în locul unei lame de ras.
3. Asigurați-vă că părțile de piele care trebuie tratate sunt rase, uscate și curate (nu prezintă urme de pudră, cremă, machiaj sau deodorant).



### **⚠️ AVERTIZARE**

Nu curățați pielea cu lichide inflamabile precum alcool sau acetonă înainte de a folosi aparatul.

4. Curățați suprafața luminoasă **1** și senzorul pentru contactul cu pielea **2** cu o cârpă uscată, care nu lasă scame.



5. Cu 48 de ore înainte de epilarea completă realizați un test de verificare a compatibilității pielii pe fiecare parte a corpului pe care doriți să o tratați (consultați capitolul „6.2 Test de verificare a compatibilității pielii”).

## 6.2 Test de verificare a compatibilității pielii

1. Conectați adaptorul de rețea la portul USB-C **9** de pe partea inferioară a aparatului.
2. Conectați adaptorul de rețea la o priză corespunzătoare. Tasta PORNIRE/OPRIRE/Intensitate **8** luminează alb continuu. Aparatul este acum în modul standby.
3. Pentru a porni aparatul, țineți apăsată pentru scurt timp tasta PORNIRE/OPRIRE/Intensitate **8**. Pe afișajul de intensitate **7** începe să lumineze alb continuu o lampă (treapta 1). În plus, becul de control pentru răcire **3** începe să lumineze alb continuu și ventilația este pusă în funcțiune.



În cazul epilării pe față, testul de verificare a compatibilității pielii trebuie realizat pe o suprafață fără păr, cum ar fi sub ureche sau lateral pe gât.

4. Așezați suprafața luminoasă **1** pe piele. Aveți grijă ca suprafața luminoasă **1** și senzorul pentru contactul cu pielea **2** să fie complet așezate pe piele. Imediat ce contactul cu pielea este suficient, becul de control pentru contactul cu pielea **5** se aprinde.
5. Dacă becul de control pentru contactul cu pielea **5** luminează, apăsați butonul de declanșare **6** pentru a declanșa un impuls luminos la treapta 1. Vedeți un bliț luminos, auziți un sunet puternic.
6. Așezați senzorul pentru contactul cu pielea **2** pe o altă zonă tratată. Creșteți treapta de intensitate printr-o nouă apăsare a tastei PORNIRE/OPRIRE/Intensitate **8** și declanșați un impuls luminos cu butonul de declanșare **6**. Nu creșteți intensitatea la intensitatea maximă permisă/recomandată pentru nuanța dumneavoastră de piele (a se vedea tabelul cu nuanțele de păr și piele de pe partea din spate a Instrucțiunilor de utilizare).



Măriți treapta de intensitate numai dacă treapta de intensitate anterioară nu vi s-a părut neplăcută. Dacă treapta de intensitate 1 este deja neplăcută, nu măriți treapta de intensitate.

7. Dacă simțiți o senzație neplăcută după aplicarea blițului, reduceți intensitatea.
8. Pentru a opri testul de verificare a compatibilității pielii, opriți aparatul. În acest scop, țineți apăsată tasta PORNIRE/OPRIRE/Intensitate **8** timp de 2 secunde. Afișajul de intensitate **7** se stinge și doar tasta PORNIRE/OPRIRE/Intensitate **8** luminează încă. Ventilația se oprește automat la câteva secunde după dezactivare. Așteptați 48 de ore



și verificați suprafața tratată a pielii. Dacă suprafața tratată a pielii pare normală (nicio reacție sau roșeață ușoară), puteți trata părțile testate ale pielii la intensitatea setată prin intermediul testului de verificare a compatibilității.



Când suprafața tratată a pielii prezintă reacții (de exemplu roșeață și umflături), așteptați ca simptomele să treacă de tot. Apoi efectuați din nou un test de verificare a compatibilității pielii cu o intensitate redusă. Dacă suprafața tratată a pielii prezintă noi reacții, consultați medicul.

## 7. UTILIZAREA

1. Conectați adaptorul de rețea la portul USB-C **9** de pe partea inferioară a aparatului. Conectați adaptorul de rețea la o priză corespunzătoare.  
Tasta PORNIRE/OPRIRE/Intensitate **8** luminează continuu.  
Aparatul este acum în modul standby.
2. Pentru a porni aparatul, țineți apăsată pentru scurt timp tasta PORNIRE/OPRIRE/Intensitate **8**. Pe afișajul de intensitate **7** începe să lumineze alb continuu o lampă (treapta 1). În plus, becul de control pentru răcire **3** începe să lumineze alb continuu și ventilația este pusă în funcțiune.
3. Când doriți să utilizați aparatul la o intensitate mai mare, creșteți intensitatea printr-o nouă apăsare a tastei PORNIRE/OPRIRE/Intensitate **8** până când a fost setată treapta de intensitate dorită.
4. Așezați suprafața luminoasă **1** pe piele și apăsați butonul de declanșare **6** pentru a elibera un impuls luminos. Aveți grijă ca suprafața luminoasă **1** să fie așezată complet pe piele, iar becul de control pentru contactul cu pielea **5** să indice un contact suficient. Vedeti un bliț luminos și auziți un sunet puternic. Aparatul este pregătit pentru următorul impuls în decursul a 1-3 secunde (în funcție de treapta de intensitate).



## 7.1 Metode de utilizare

### AVERTIZARE

Nu tratați aceeași zonă de două ori pe parcursul unei ședințe de tratament. Dacă tratați o zonă de mai multe ori, crește riscul de efecte secundare.



Impulsurile generate de aparat trebuie aplicate în rânduri – începând la capătul fiecărui rând până la celălalt capăt al rândului. Această metodă oferă un control mai bun asupra suprafeței de piele deja tratate și vă ajută să evitați aplicarea de mai multe ori pe aceeași suprafață sau epilarea pe suprafețe de piele suprapuse.

### Metoda de utilizare 1: Modul „Auto-Flash”

Asigurați-vă că senzorul pentru contactul cu pielea **2** are un contact suficient cu pielea. Apăsați și țineți apăsat butonul de declanșare **6** timp de două secunde. Aparatul emite impulsuri luminoase în mod automat la intervale regulate și becul de control „Auto-Flash” **4** luminează permanent. Nu este necesară apăsarea manuală a butonului de declanșare **6** în acest mod. Modul „Auto-Flash” se încheie prin apăsarea scurtă a butonului de declanșare **6**. Modul „Auto-Flash” este adecvat în special pentru tratarea zonelor mai mari, precum zona picioarelor.

### Metoda de utilizare 2: Declanșarea blițurilor individuale

Eliberați butonul de declanșare **6** după fiecare impuls luminos. Poziționați aparatul pentru următorul impuls luminos pe zona aflată direct lângă locul tratat deja. Asigurați-vă că suprafața luminoasă **1** și senzorul pentru contactul cu pielea **2** sunt complet așezate pe piele. Acest mod garantează un tratament precis, de exemplu pentru genunchi sau coate.



Dacă aparatul nu emite niciun impuls luminos și becul de control pentru contactul cu pielea **5** nu luminează, senzorul pentru contactul cu pielea **2** nu intră în contact suficient cu pielea.



Lăsați aparatul să se răcească timp de câteva minute pentru a nu fi prea fierbinte. Puteți continua utilizarea după o scurtă perioadă de răcire.



## 7.2 Indicații speciale pentru tratamentul feței

### **⚠️ AVERTIZARE**

- Dacă distanța până la ochi este mai mică de 20 cm, vă recomandăm să purtați ochelari de protecție. Ca ochelari de protecție, vă recomandăm utilizarea ochelarilor de protecție aprobați conform Regulamentului (UE) 2016/425 și verificați conform normelor EN 166:2001 și ISO:12609-1:2021.
  - Bărbații nu trebuie să utilizeze aparatul pe față.
  - Nu folosiți aparatul pe față la o treaptă de intensitate mai mare de 2.
  - Nu folosiți aparatul pe față mai sus de pomeți sau la nivelul ochilor, sprâncenelor și genelor, întrucât se pot produce leziuni oculare grave. Nu folosiți aparatul pe mucoase în zona oro-nazală.
  - Pielea feței este foarte sensibilă și necesită îngrijire specială. Respectați în mod obligatoriu toate indicațiile de avertizare și de siguranță din instrucțiunile de utilizare pentru a evita consecințele. Vă recomandăm să efectuați mai întâi un tratament la nivelul corpului și să vă familiarizați cu aparatul înainte de a-l folosi la nivelul feței. Cu acest aparat pot fi tratate toate zonele feței de la pomeți în jos, cum ar fi buza superioară, obraji, maxilar, bărbie și gât.
1. Cu 48 de ore înainte de tratament este obligatoriu să efectuați un test punctual de verificare a compatibilității pielii (consultați capitolul „6.2 Test de verificare a compatibilității pielii”). Testul de verificare a compatibilității pielii trebuie realizat pe o suprafață fără păr, cum ar fi sub ureche sau lateral pe gât, pentru a se determina o treaptă de intensitate adecvată.

### **⚠️ AVERTIZARE**

Epilați suprafața testată cel mai devreme după 1 săptămână de la testul de verificare a compatibilității pielii.

2. Marcați suprafața tratată cu un creion dermatograf alb. Folosiți marcajul ca linie de orientare pentru aplicarea impulsului. În felul acesta puteți evita ca suprafețele tratate să se suprapună sau puteți evita tratarea în zone ale feței în care nu doriți să epilați.
3. Folosiți o oglindă pentru a așeza aparatul corect pe suprafața de tratat.
4. Urmați instrucțiunile de utilizare și țineți cont în special de următoarele indicații specifice.

### **Utilizarea la nivelul buzei superioare**

Așezați suprafața luminoasă **1** a aparatului ca în imagine. Declanșați un impuls în fiecare zonă marcată.

Nu utilizați la nări și pe buze, întrucât aceste locuri sunt mai sensibile.





Puteți întoarce buzele dumneavoastră spre interior sau le puteți strânge pentru a întinde suprafața de tratat sau pentru a desena o linie groasă pe buze și marginile buzelor folosind creionul dermatograf alb. Prin linia albă se asigură reflectarea energiei blițului, astfel încât acesta să nu ajungă la buzele dumneavoastră dacă îndreptați din greșeală un impuls spre buzele dumneavoastră.

### Utilizarea în zona obrazilor și a maxilarului

Așezați suprafața luminoasă **1** a aparatului ca în imagine. Declanșați în fiecare punct un impuls și deplasați de pe o parte a obrazilor sau maxilarului spre cealaltă parte.



### Utilizarea în zona gâtului și a bărbiei

Așezați suprafața luminoasă **1** a aparatului ca în imagine. Declanșați în fiecare punct un impuls și deplasați de pe o parte a gâtului sau bărbiei spre cealaltă parte.



### Îngrijirea după un tratament la nivelul feței

- Aplicați o loțiune calmantă, cum ar fi de aloe vera.
- Evitați timp de cel puțin 24 de ore utilizarea de creme de exfoliere și de înălbire sau produse corespunzătoare, deoarece se pot produce iritații ale pielii tratate.
- După utilizare, evitați timp de cel puțin 48 de ore expunerea la razele solare directe pe o durată mai mare de 15 minute. Dacă în această perioadă expuneți pielea tratată luminii solare, trebuie să folosiți în mod obligatoriu cremă cu factor de protecție solară FPS 30 sau mai mare.
- Evitați îndepărtarea părului din zonele tratate folosind ceară sau un epilator/o pensetă.

**Rețineți că poate fi necesar un ciclu complet de creștere a părului până când obțineți rezultate de durată în urma epilării.**

## 7.3 Ritm de utilizare

### Pentru tratamentele la nivelul corpului:

Săptămâna 1-2:	Utilizare de trei ori pe săptămână
Săptămâna 3-5:	Utilizare de două ori pe săptămână
Începând cu săptămâna 6:	Utilizare o dată sau de două ori pe lună (repețiți în funcție de necesitate)

## Pentru tratamentele la nivelul feței:

- Între primele 6 ședințe de epilare cu aparatul trebuie să așteptați de fiecare dată două săptămâni.
- Între ședințele de epilare 7 – 12 cu aparatul trebuie să așteptați de fiecare dată patru săptămâni. Ulterior veți utiliza beurer aparatul din când în când, atunci când este necesar, până când obțineți rezultate de durată. Aceste indicații corespund planului recomandat, cu care se obțin, în mod demonstrat, cele mai bune rezultate. Dar puteți organiza și altfel planul dumneavoastră personal, obținând totuși rezultate satisfăcătoare.

## 7.4 După tratament

1. După finalizarea ședinței de epilare, țineți apăsată tasta PORNIRE/OPRIRE/Intensitate **8** timp de 2 secunde. Aparatul trece în modul stand-by. Modul stand-by este indicat prin luminarea continuă a tastei PORNIRE/OPRIRE/Intensitate **8**.
2. În modul stand-by, ventilatorul mai funcționează timp de câteva secunde până când aparatul se răcește.
3. De îndată ce ventilatorul s-a oprit, scoateți adaptorul de rețea din priză.

### **ATENȚIE**

După tratament nu utilizați antiperspirant/deodorant, deoarece poate cauza iritații ale pielii.

## 8. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

După fiecare ședință de epilare, se recomandă curățarea aparatului dumneavoastră și, în special, a suprafeței luminoase **1**.

**Pentru curățare nu utilizați diluanți, alți agenți de curățare sau agenți abrazivi agresivi, care pot deteriora suprafața.**

**Nu scufundați niciodată aparatul în apă!**

1. Scoateți adaptorul de rețea al aparatului din priză înainte de a începe curățarea.
2. Curățați carcasa aparatului cu o lavetă uscată, curată.
3. Curățați suprafața luminoasă **1** și senzorul pentru contactul cu pielea **2** cu o cârpă ușor umezită, care nu lasă scame.



## 9. CE ESTE DE FĂCUT ÎN CAZUL ÎN CARE APAR PROBLEME?

### „Aparatul nu poate fi pornit”

- Cablul trebuie să fie cuplat corect la aparat.
- Asigurați-vă că adaptorul de rețea este conectat la o priză de perete.

### „La apăsarea butonului de declanșare **6** nu este emis niciun impuls luminos”

- Asigurați-vă că există un contact corespunzător cu pielea și că suprafața luminoasă **1** și senzorul pentru contactul cu pielea **2** sunt apăsați în piele în mod uniform și cu putere. Spre siguranța dumneavoastră, butonul de bliț activează un impuls numai atunci când senzorul pentru contactul cu pielea **2** intră în contact suficient cu pielea.
- Dacă becul de control pentru contactul cu pielea **5** de la aparat nu luminează, înseamnă că, la măsurarea cu ajutorul senzorului pentru contactul cu pielea **2**, contactul a fost insuficient. Măriți contactul cu pielea sau contactați serviciul pentru clienți.

## 10. ELIMINAREA CA DEȘEU




Pentru protejarea mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoierul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea ca deșeu a materialelor. Eliminați aparatul ca deșeu conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorităților locale responsabile cu eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații despre centrele de colectare a deșeurilor de echipamente, de exemplu, de la administrația locală, de la firmele locale de salubritate sau de la comerciantul dumneavoastră.



## 11. DATE TEHNICE

Tip		IPL 7800 Cool Pro
Suprafața de tratat		3,8 cm <sup>2</sup>
Tehnologie		IPL (Intense Pulsed Light pentru utilizarea în gospodărie)
Lungime de undă		530 – 1100 nm
Nivel maxim de energie		max. 5 Jouli/cm <sup>2</sup>
Trepte de intensitate selectabile		5
Timp între impulsuri		Treapta 1: 1,5 s Treapta 2: 1,8 s Treapta 3: 2,1 s Treapta 4: 2,5 s Treapta 5: 2,8 s
Număr maxim de impulsuri luminoase		până la 1.000.000
Dimensiuni		16,4 x 6,1 x 3,9 cm
Greutate		aprox. 280 g
Temperatură	Operare	între 5 °C și +40 °C
	Depozitare	între -20 °C și 55 °C
Umiditate relativă a aerului	Operare	≤ 80 % umiditate relativă a aerului
	Depozitare	5 - 95 % (fără condens)

## Alimentator

Număr model	FX48E-120400C
Intrare	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A
Ieșire	12,0 V  4,0 A; 48 W
Clasa de protecție	Acest aparat prezintă izolație dublă de protecție (clasa de protecție II) 
Polaritate	
Eficiență operațională medie	≥ 89,38 %
Consum de putere fără sarcină	≤ 0,08 W

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică

## 12. GARANȚIE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.



		Skin colour					
							
Hair colour		X	X	X	X	X	X
		✓	✓	✓	X	X	X
		✓	✓	✓	✓	X	X
		✓	✓	✓	✓	✓	X
		✓	✓	✓	✓	✓	X

**RO** Alegeți treapta de intensitate bazându-vă în special pe starea dumneavoastră de bine.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany  
[www.beurer.com](http://www.beurer.com) • [www.beurer-healthguide.com](http://www.beurer-healthguide.com)



BEURER UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place  
 Yew Tree Way  
 WA32SH Golborne  
 United Kingdom